


Lifmy

移乗も移動も
みんなを笑顔に



Lifmy リフミイ の由来

Lifmy は、「my (私の)」「Life (暮らし)」「Lift me (私を支えて)」という想いを込めて名付けられました。Lifmy には、ご利用者さま「ご自身の暮らし」を大切に、「ご利用者さまを支え、応援する」存在でありたいという願いが込められています。



移乗と移動をこれ一台で

ベッド脇からトイレまでの
移乗と移動をサポートします。
抱きかかえの移乗、車いすと
移乗機を併用する作業に比べ
負担を大幅に軽減できます。

座って移動できることにより、
移動時の転倒を予防でき
ます。それにより、長時間・
長距離の移動も負担少な
く行えます。

明るくかわいいデザイン

やさしい見た目が施設の
雰囲気をも明るくし、
みんなが自然と笑顔に
なります。

座って安心、安全に移動



Lifmy に体を預けて「たつ」
ボタンを押すと、安全に支えます。

→
移動も




座面シートを倒し、座ったまま
トイレなどへ楽に移動できます。



製品 寸法



526



上下可動量
400

最大高さ 1,422

1,022

845

製品仕様

| | |
|---------|----------------------------------|
| 機種名/形式 | DB2-01 |
| 寸法 | 526(W)×845~919(D)×1,022~1,422(H) |
| 総重量 | 28kg |
| 使用者最大体重 | 75kg |
| 動作条件 温度 | 5~45℃ |
| 動作条件 湿度 | 10~85%RH |

バッテリー

| | |
|---------|--------------|
| 種類 | リチウムイオンバッテリー |
| 電圧 | 25.2V |
| 充電時間 | 1時間 |
| 最大使用回数 | 120回 |
| TAISコード | 取得予定 |
| 専用充電器付属 | |

問い合わせ先

ジヤトコ株式会社

〒417-8585 静岡県富士市今泉700-1

● 製品の仕様は予告無く変更することがあります。

TEL 0545-51-0401

MAIL lifmy@jatco.co.jp

